

If/Icc, Elisa용 Anti-Dicer1 폴리클로날 항체 - Q9Upy3

품목 번호: CM0020129



소개

사람 샘플용 DICER1 토끼 폴리클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. miRNA 및 siRNA 처리에 핵심적인 역할을 하는 엔도리보뉴클레아제 Dicer를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	DICER1 Rabbit pAb
비고/별칭	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; KI2H4.8-LIKE; DICER1
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	23405
유전자 ID	23405
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 DICER1 (NP_001258211.1)의 아미노산 1100-1200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q9UPY3
단백질 분자량	219kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)