

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Dkc1 다클론 항체 - O60832

품목 번호: CM0022719



소개

IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 DKC1(디스케린) 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성, 텔로미어 유지 및 선천성 각화이상증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DKC1 토끼 pAb
비고/별칭	DKC; CBF5; DKC1; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
종	인간
GeneID (인간)	1736
GeneID	1736
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60832
단백질 분자량	58kDa
배송	얼음팩