

Wb/If/Icc/Elisa용 Anti-Dkk3 토끼 단일클론 항체 - Q9Ubp4

품목 번호: CM0007811

소개

인간 DKK3 (Q9UBP4)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	DKK3 Rabbit mAb
비고/별칭	RIG; CRRL; REIC; DKK3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27122
유전자 ID	27122
면역원(Immunogen)	인간 DKK3 (Q9UBP4) (NP_056965.3)의 아미노산 200-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UBP4
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)