

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Dld/Dldh 토끼 다클론 항체 - P09622

품목 번호: CM0016498



소개

이노리포아미드 탈수소효소 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 DLD/DLDH와 반응합니다. 미토콘드리아 대사, 히스톤 숙시닐화, 정자 수정능 획득 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLDH/DLD 토끼 pAb
비고/별칭	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
종	인간
유전자ID (인간)	1738
유전자ID	1738
면역원	인간 DLDH/DLDH/DLDH/DLD (NP_000099.2)의 아미노산 36-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P09622
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스팩