


## Anti-Dlk1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P80370

품목 번호: CM0027224



### 소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 사람과 마우스와 교차 반응을 나타내는 DLK1 Rabbit Polyclonal Antibody (P80370). 신경내분비 분화 연구에 적합합니다. 공급원: 토끼.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | DLK1 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭       | DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1 |
| 종           | 사람(Human)                                              |
| 유전자 ID (사람) | 8788                                                   |
| 유전자 ID      | 8788                                                   |
| 면역원         | 재조합 단백질                                                |
| 공급원         | 토끼                                                     |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                               |
| 애플리케이션      | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 사람(Human), 마우스                                         |
| SWISS       | P80370                                                 |
| 단백질 분자량     | 41kDa                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                   |