

Wb, Elisa용 Anti-Dlx6 폴리클로날 항체 - P56179

품목 번호: CM0027384

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에서 검증된 DLX6 토끼 폴리클로날 항체입니다. 발달에 관여하는 홈오박스 전사인자인 인간 DLX6을 검출합니다. 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLX6 Rabbit pAb
비고/별칭	DLX6
종	인간
GeneID (human)	1750
GeneID	1750
면역원	재조합 단백질 (인간 DLX6 (NP_005213.3)의 아미노산 119-293에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P56179
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩