

Anti-Dna Polymerase Beta Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P06746

품목 번호: CM0007541



소개

DNA Polymerase beta를 표적으로 하는 고품질의 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플의 38kDa 단백질을 검출합니다. 염기절제 복구(base-excision repair) 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA Polymerase beta Rabbit mAb
비고/별칭	POLB; DNA polymerase beta; DNA Polymerase beta
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	5423
GeneID	5423
면역원(Immunogen)	사람 DNA Polymerase beta (P06746)의 아미노산 236-335 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P06746
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)