

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dnajb11 토끼 다클론 항체 - Q9Ubs4

품목 번호: CM0014266

소개

ER 공동 샤페론인 인간 DNAJB11(ERdj3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 단백질 접힘 및 ER 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJB11 토끼 pAb
비고/별칭	DJ9; EDJ; Dj-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAJB11
종	인간
유전자 ID (인간)	51726
유전자 ID	51726
면역원	인간 DNAJB11(NP_057390.1)의 아미노산 89-358에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UBS4
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩