

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnase1 토끼 다클론 항체 - P24855

품목 번호: CM0014564



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용

DNASE1(Deoxyribonuclease I)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하며, 세포자멸사, NETosis 및 자가면역 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNASE1 Rabbit pAb
비고/별칭	DNL1; DRNI; DNASE1
종	인간
GeneID	1773
면역원	인간 DNASE1(NP_005214.2)의 아미노산 30-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P24855
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩