


Wb, Elisa용 Anti-Dnmt3A Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Y6K1

품목 번호: CM0002681



소개

DNMT3A에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. DNMT3A는 발달 과정에서 전장 유전체 메틸화 패턴 형성에 필수적인 de novo DNA 메틸전이효소입니다. 인간 반응성 검증 완료, 후성유전학 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] DNMT3A Rabbit mAb
비고/별칭	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; 3A
종	인간
GeneID (Human)	1788
면역원	인간 DNMT3A (Q9Y6K1)의 아미노산 550-650 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6K1
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백