


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dok1 토끼 다클로날 항체 - Q99704

품목 번호: CM0027825



### 소개

DOK1(Docking protein 1, p62(dok), pp62)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드(Rat)의 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인슐린 신호 전달 및 인테그린 활성화 경로를 표적으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | DOK1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | pp62; P62DOK; DOK1                                           |
| 종(Species)               | 사람 (Human)                                                   |
| GeneID (사람)              | 1796                                                         |
| GeneID                   | 1796                                                         |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 DOK1 (NP_001372.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼 (Rabbit)                                                  |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                             |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)                              |
| SWISS                    | Q99704                                                       |
| 단백질 분자량                  | 52kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스백                                                         |