


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항도파민 수송체/Slc6A3 다클론 항체 - Q01959

품목 번호: CM0014814



소개

인간 도파민 수송체/SLC6A3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 신경과학 및 수송체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	도파민 수송체/SLC6A3 토끼 pAb
비고/별칭	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1; Dopamine Transporter/SLC6A3
종	인간
GeneID (인간)	6531
GeneID	6531
면역원	인간 도파민 수송체/SLC6A3 (NP_001035.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q01959
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩