


Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O14763

품목 번호: CM0002921



소개

인간 DR5/TRAILR2/TNFRSF10B(사멸 수용체 5)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B 토끼 mAb
비고/별칭	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5; DR5/TRAILR2/TNFRSF10B
종	인간
유전자 ID (인간)	8795
유전자 ID	8795
면역원	인간 DR5/TRAILR2/TNFRSF10B (O14763)의 아미노산 341-440번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14763
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스팩