


## Wb 및 Elisa용 Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B 토끼 다클론 항체 - O14763

품목 번호: CM0015161



### 소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 DR5/TRAILR2/TNFRSF10B 표적 토끼 다클론 항체입니다. TRAIL 유도 세포사멸의 주요 매개자인 인간 사멸 수용체 5에 특이적입니다. 세포사멸 및 암 연구에 적합합니다. 48kDa.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | DR5/TRAILR2/TNFRSF10B 토끼 pAb                                                                |
| 비고/별칭       | DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5 |
| 종           | 인간                                                                                          |
| GeneID (인간) | 8795                                                                                        |
| GeneID      | 8795                                                                                        |
| 면역원         | 인간 DR5/TRAILR2/TNFRSF10B의 아미노산 260-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003833.4).              |
| 공급원         | 토끼                                                                                          |
| 분류          | 다클론 항체                                                                                      |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                                   |
| 교차 반응성      | 인간                                                                                          |
| SWISS       | O14763                                                                                      |
| 단백질 분자량     | 48kDa                                                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                                                        |