

Wb 및 Elisa용 항-Drd1 토끼 다클론 항체 - P21728

품목 번호: CM0028119



소개

인간 DRD1(도파민 D1 수용체)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 신경과학 및 GPCR 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRD1 토끼 pAb
비고/별칭	DADR; DRD1A; DRD1
종	인간
유전자ID (인간)	1812
유전자ID	1812
면역원	인간 DRD1 (NP_000785.1)의 아미노산 338-446에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P21728
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스백