

Wb, Elisa용 Anti-Dtx1 토끼 다클론 항체 - Q86Y01

품목 번호: CM0021241



소개

WB, ELISA용 Anti-DTX1 토끼 다클론 항체 (67kDa). 인간, 마우스에서 검증됨. DTX1은 Notch 신호 전달 및 면역 과정을 조절하는 E3 유비퀴틴-단백질 리가아제임. Q86Y01.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DTX1 토끼 pAb
비고/별칭	hDx-1; RNF140; DTX1
종	인간
유전자 ID (인간)	1840
면역원	인간 DTX1(NP_004407.2)의 1-190 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86Y01
단백질 무게	67kDa
배송	아이스팩