

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Dtx3L 토끼 다클론 항체 - Q8Tdb6

품목 번호: CM0020765



소개

인간 E3 유비퀴틴 단백질 리가제 DTX3L을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 래트와 교차 반응합니다. DNA 손상 복구 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DTX3L 토끼 pAb
비고/별칭	BBAP; RNF143; DTX3L
종	인간
유전자 ID (인간)	151636
면역원	인간 DTX3L (NP_612144.1)의 아미노산 601-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TDB6
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백