


If/Icc 및 Elisa용 항-Dvl2 토끼 다클론 항체 - O14641

품목 번호: CM0017524



소개

인간 DVL2에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 재조합 면역원을 사용하며 인간과 교차 반응하고, 79kDa 단백질입니다. 표준 및 비표준 Wnt 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DVL2 토끼 pAb
비고/별칭	DVL2
종	인간
유전자ID (인간)	1856
유전자ID	1856
면역원	인간 DVL2 (NP_004413.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14641
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스백