

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dync1I1 폴리클로날 항체 - O14576

품목 번호: CM0024807

소개

인간 DYNC1I1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포질 다이닌 모터 및 세포 내 수송 연구에 적합합니다. - O14576

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYNC1I1 Rabbit pAb
비고/별칭	DNC1I; DNC1C1; DYNC1I1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1780
GeneID	1780
면역원	인간 DYNC1I1 (NP_001129028.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O14576
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)