

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dyrk2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q92630

품목 번호: CM0021146



소개

사람과 쥐에 교차 반응하는, WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 DYRK2 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 세포 주기, 세포사멸, DNA 손상 반응에 관여하는 이중 특이성 키나제를 표적합니다. 연구용에 초점을 맞춘 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYRK2 Rabbit pAb
비고/별칭	DYRK2; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2
종	사람
GeneID	8445
면역원	사람 DYRK2의 아미노산 500-600에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐
SWISS	Q92630
단백질 분자량	59kDa/66kDa
배송	아이스백