


Anti-E2A 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P15923

품목 번호: CM0018814



소개

E2A Rabbit 폴리클론항체는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 분화 및 B-세포 발달에 관여하는 전사인자 TCF3/E2A를 표적합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	E2A Rabbit pAb
비고/별칭	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
종	인간
GeneID (인간)	6929
GeneID	6929
면역원	인간 E2A (P15923)의 아미노산 450-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15923
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백