


Wb 및 Elisa용 Anti-E2F2 토끼 단일클론 항체 - Q14209

품목 번호: CM0005707



소개

전사 인자 E2F2에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다. 아이스팩으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E2F2 Rabbit mAb
비고/별칭	E2F-2; E2F2
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	1870
GeneID	1870
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 E2F2 (Q14209)의 아미노산 303-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q14209
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스팩 (Ice bag)