


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Eaat2/Slc1A2 다클론 항체 - P43004

품목 번호: CM0014539



소개

EAAT2/SLC1A2 (GLT-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 사람, 마우스, 쥐에서 반응합니다. 시냅스 생물학 및 신경계 질환 연구에서 글루타메이트 수송체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EAAT2/SLC1A2 토끼 pAb
비고/별칭	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
종	사람
유전자ID (사람)	6506
유전자ID	6506
면역원	사람 EAAT2/SLC1A2 (NP_004162.2)의 아미노산 474-574에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P43004
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스팩