

Wb 및 Elisa용 항-Ebp 다클론 항체 - Q15125

품목 번호: CM0016211



소개

인간 EBP(3-베타-하이드록시스테로이드-델타(8), 델타(7)-이성질화효소)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	EBP 토끼 pAb
비고/별칭	CPX; CHO2; CPXD; MEND; CDPX2; EBP
종	인간
유전자 ID	10682
면역원	합성 펩타이드: 인간 EBP(NP_006570.1)의 아미노산 50-150번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q15125
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩