


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Edf1 토끼 다클론 항체 - O60869

품목 번호: CM0019948



소개

인간 EDF1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 내피 세포 분화 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] EDF1 토끼 pAb
비고/별칭	MBF1; EDF-1; CFAP280; F1
종	인간
유전자ID (인간)	8721
유전자ID	8721
면역원	인간 EDF1 (NP_003783.1)의 아미노산 1-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O60869
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩