

Wb 및 Elisa용 Anti-Edg1/Hexim1 단클론 항체 - P21453

품목 번호: CM0008606



소개

사람, 마우스, 래트와 교차반응성을 나타내는 EDG1/HEXIM1 (S1PR1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. GPCR 신호전달 및 혈관신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EDG1/HEXIM1 토끼 mAb
비고/별칭	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; DIS3362; EDG1/HEXIM1
종	사람
유전자 ID (사람)	1901
유전자 ID	1901
면역원	합성 펩티드 사람 EDG1/HEXIM1 (P21453)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P21453
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스백