

Anti-Edn1 폴리클론항체 (Ko 검증) For Wb, If/Icc, Elisa - P05305

품목 번호: CM0021365



소개

EDN1 Rabbit 폴리클론항체, KO 검증, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA용. 인간, 마우스, 래트와 반응. 혈관수축 펩타이드인 Endothelin-1을 표적. IVD 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] EDN1 Rabbit pAb
비고/별칭	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; N1
종	인간
GeneID (인간)	1906
GeneID	1906
면역원	인간 EDN1 (NP_001946.3)의 아미노산 18-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05305
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백