


Anti-Eef2 (Ef-2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P13639

품목 번호: CM0015772



소개

사람 eEF2를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람과 반응합니다. ~95kDa 단백질을 검출합니다. 번역 신장 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eEF2 Rabbit pAb
비고/별칭	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1938
유전자 ID	1938
면역원	사람 eEF2 (NP_001952.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P13639
단백질 크기	95kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)