

Anti-Egf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Db, Elisa - P01133

품목 번호: CM0030425



소개

인간 EGF(Pro-epidermal growth factor)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, DB, ELISA에서 검증됨; 마우스와 교차 반응. 재조합 면역원. 성장 인자 신호 전달 및 암 생물학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGF Rabbit pAb
비고/별칭	URG; HOMG4; EGF
종	인간
GeneID (인간)	1950
GeneID	1950
면역원	인간 EGF (NP_001954.2)의 아미노산 971-1023에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01133
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백