

Wb 및 Elisa용 항-Egfr (인산화 Y1068) 토끼 단클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0000563



소개

인산화-EGFR-Y1068 토끼 단클론 항체는 타이로신 1068 부위가 인산화된 EGFR에 특이적으로 결합하는 토끼 단클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응하므로 EGFR 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-EGFR-Y1068 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ERBB; ERPP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	합성 펩타이드 인간 EGFR (P00533)의 Y1068 부위 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송 방법	아이스백