

Wb, Elisa용 Anti-Ehf 폴리클로날 항체 - Q9Nzc4

품목 번호: CM0027267

소개

인간 EHF에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 EHF를 검출하며, 아미노산 1-113으로 구성된 재조합 면역원을 사용합니다. 상피 분화 및 종양 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EHF Rabbit pAb
비고/별칭	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	26298 (인간)
면역원	인간 EHF (NP_036285.2)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NZC4
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백