

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif2B3 토끼 다클론 항체 - Q9Nr50

품목 번호: CM0017255



소개

EIF2B3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 번역 개시와 스트레스 반응에 중요한 eIF2B 감마 소단위를 인식합니다. 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF2B3 토끼 pAb
비고/별칭	EIF-2B; EIF2Bgamma; EIF2B3
종	인간
GeneID (인간)	8891
GeneID	8891
면역원	제조항 단백질 인간 EIF2B3(NP_065098.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
항체 생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NR50
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩