


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Eif3A 다클론 항체 - Q14152

품목 번호: CM0018467



소개

번역 개시에 중요한 eIF3 복합체의 서브유닛인 인간 EIF3A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 단백질 합성, 세포 증식 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF3A 토끼 pAb
비고/별칭	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
종	인간
GeneID (인간)	8661
GeneID	8661
면역원	인간 EIF3A의 1-250 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_003741.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14152
단백질 무게	167kDa
배송	아이스팩