


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif3J 폴리클로날 항체 - O75822

품목 번호: CM0030390



소개

EIF3J Rabbit pAb (O75822)는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체입니다. 번역 개시 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF3J Rabbit pAb
비고/별칭	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alpha; EIF3J
종	인간
유전자 ID (인간)	8669
유전자 ID	8669
면역원	인간 EIF3J (NP_003749.2)의 아미노산 1-258에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75822
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백