

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Eif4A1 폴리클로날 항체 - P60842

품목 번호: CM0028795



소개

eIF4A1 Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 연구 및 진단에서 번역 개시 및 RNA 헬리카제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF4A1 Rabbit pAb
비고/별칭	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
종	인간
유전자 ID	1973 (인간)
면역원	인간 eIF4A1 (NP_001407.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60842
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백