


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif4B 폴리클론항체 - P23588

품목 번호: CM0017067



소개

인간 EIF4B에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트 EIF4B 검출; 번역 개시 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF4B Rabbit pAb
비고/별칭	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
종	인간
GeneID (Human)	1975
GeneID	1975
면역원	인간 EIF4B (NP_001408.2)의 아미노산 352-611에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23588
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백