


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Eif4Ebp1 토끼 단클론 항체 - Q13541

품목 번호: CM0007479



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-eIF4EBP1 토끼 단클론 항체로, 번역 조절 연구에서 인간 eIF4EBP1 (13 kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] eIF4EBP1 토끼 mAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [KD 검증 완료] eIF4EBP1
종	인간
유전자ID (인간)	1978
유전자ID	1978
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스백