


Wb 및 Elisa용 Anti-Eif4G1 다클론 항체 - Q04637

품목 번호: CM0017349



소개

사람 EIF4G1(eIF4G, p220)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 번역 개시, 스트레스 과립 및 파킨슨병 관련 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF4G1 토끼 pAb
비고/별칭	P220, EIF4F, EIF4G, EIF4G1, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1
종	사람
GeneID(사람)	1981
GeneID	1981
면역원	사람 EIF4G1(NP_886553.3)의 아미노산 550~650 영역에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q04637
단백질 분자량	175kDa
배송	아이스백