

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Eif4G2/P97 다클론 항체 - P78344

품목 번호: CM0028671



소개

EIF4G2/p97에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 번역 개시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	EIF4G2/p97 토끼 pAb
비고/별칭	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
종	인간
유전자 ID (인간)	1982
면역원	인간 EIF4G2/p97 (NP_001409.3)의 아미노산 320-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78344
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백