

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Eif5A Rabbit Monoclonal Antibody - P63241

품목 번호: CM0010790



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 anti-eIF5A 토끼 단일 클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 번역 연장, 리보솜 정지 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF5A Rabbit mAb
비고/별칭	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A
종	인간
GeneID (인간)	1984
GeneID	1984
면역원	인간 eIF5A (P63241)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일 클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63241
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백