

Wb, Elisa용 Anti-Elmo2 토끼 다클로날 항체 - Q96Jj3

품목 번호: CM0015538



소개

인간 ELMO2를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 식세포 작용, 세포 이동성, 및 포식 연구에 유용합니다. 면역원: 재조합 융합 단백질 (aa 42-120).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELMO2 Rabbit pAb
비고/별칭	VMPI; CED12; CED-12; ELMO-2; Ced-12A; ELMO2
종	인간(Human)
유전자 ID	63916
면역원	인간 ELMO2 (NP_877496.1)의 아미노산 42-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96Jj3
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)