

Anti-Elovl4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9GZr5

품목 번호: CM0027697

소개

사람 ELOVL4를 표적으로 하는 토끼 다클로닌 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 초장쇄 지방산 연장 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELOVL4 Rabbit pAb
비고/별칭	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6785
GeneID	6785
면역원	합성 펩타이드 사람 ELOVL4 (NP_073563.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q9GZR5
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)