

Anti-Elspbp1 다클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - Q96Bh3

품목 번호: CM0022096

소개

인간 ELSPBP1(E12, HE12)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 쥐와 교차반응합니다. 수정에 관여하는 분비성 부고환 정자결합 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELSPBP1 토끼 pAb
비고/별칭	E12; HE12; EL149; EDDM12; ELSPBP1
종	인간
유전자ID (인간)	64100
유전자ID	64100
면역원	인간 ELSPBP1(NP_071425.3)의 아미노산 110-223번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q96BH3
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스팩