

Wb, Elisa용 항-엔도뉴클레아제 G(Endo G) 토끼 다클론 항체 - Q14249

품목 번호: CM0016515

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 엔도뉴클레아제 G(Endo G)에 대한 토끼 다클론 항체이며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. DNA 복구, 자가포식 및 스트레스 반응에서 미토콘드리아 엔도뉴클레아제 기능을 연구하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Endo G 토끼 pAb
비고/별칭	ENDOG; Endo G
종	인간
GeneID(인간)	2021
GeneID	2021
면역원	인간 Endo G(NP_004426.2)의 아미노산 49-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14249
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩