


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Eno3 토끼 다클론 항체 - P13929

품목 번호: CM0020225



소개

인간 ENO3(베타-에놀라제, 근육 특이적 에놀라제)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA 검증이 완료되었습니다. 해당 항체는 해당과정, 근육 발달 및 글리코겐 축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENO3 토끼 pAb
비고/별칭	MSE; GSD13; ENO3
종	인간
GeneID (인간)	2027
GeneID	2027
면역원	제조항 단백질: 인간 ENO3(NP_001967.3)의 아미노산 1~190번에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질입니다.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P13929
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩