

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Epb41L2 폴리클로날 항체 - O43491

품목 번호: CM0029530

소개

인간 EPB41L2 (4.1G)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포골격, 유사분열 및 세피질(cortex) 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPB41L2 Rabbit pAb
비고/별칭	4.1G; 4.1-G; EPB41L2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2037
GeneID	2037
면역원(Immunogen)	인간 EPB41L2 (NP_001186317.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O43491
단백질 분자량	113kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)