

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Epcam 토끼 단일클론 항체 - P16422

품목 번호: CM0002575



### 소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용 인간 EpCAM (CD326)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 EpCAM을 인식합니다. 상피세포 접착 연구 및 암 줄기세포 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | EpCAM 토끼 mAb                                                                                                                    |
| 비고/별칭       | ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM |
| 종           | 인간                                                                                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 4072                                                                                                                            |
| 유전자 ID      | 4072                                                                                                                            |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 EpCAM (P16422)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질)                                                                     |
| 원산지         | 토끼                                                                                                                              |
| 범주          | 단일클론 항체                                                                                                                         |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                                                                     |
| SWISS       | P16422                                                                                                                          |
| 단백질 분자량     | 35kDa                                                                                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                                                                                            |