


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ephx2 토끼 다클론 항체 - P34913

품목 번호: CM0021756



소개

WB, IF/ICC, ELISA로 검증된 토끼 다클론 EPHX2 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐의 EPHX2를 검출합니다. 해독 및 신호 전달 경로에서 에폭사이드 가수분해효소(epoxide hydrolase) 및 지질 포스파타아제(lipid phosphatase) 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPHX2 토끼 pAb
비고/별칭	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
종	인간
GeneID (인간)	2053
GeneID	2053
면역원	인간 EPHX2의 아미노산 30-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001970.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P34913
단백질 무게	63kDa
배송	아이스팩