

Wb 및 Elisa용 Anti-Ercc1 토끼 다클로날 항체 - P07992

품목 번호: CM0026727



소개

WB 및 ELISA용 anti-ERCC1 토끼 다클로날 항체를 검증하세요. 사람, 쥐, 랫트의 ERCC1, 핵심 DNA 복구 단백질을 검출합니다. 게놈 안정성 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERCC1 Rabbit pAb
비고/별칭	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	2067
GeneID	2067
면역원	재조합 단백질, 사람 ERCC1 (NP_973730.1)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P07992
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백