


Anti-Ercc3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P19447

품목 번호: CM0015149



소개

사람 ERCC3 (XPB)에 대한 고품질 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에 적합합니다. 전사 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	세부 정보
제품명	ERCC3 Rabbit pAb
비고/별칭	XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2071
GeneID	2071
면항체원(Immunogen)	사람 ERCC3 (NP_000113.1)의 아미노산 512-782에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P19447
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)